

Axcel[®]

M I C R O N E E D L E

Ficha Técnica • 2023

Modelo	Axcel Microneedle
Manípulos	RF bipolar, RF microneedle, cooling pad
Ponteiras	Linear com 10 agulhas, média com 25 agulhas e grande com 64 agulhas
Energia RF	30% a 100%
Frequência	1 mhz
Potência	120 W
Sistema de resfriamento	Ar
Fonte de energia	Bivolt 110v ~ 220v / 60hz
Peso total do equipamento com case e acessórios	28kg
Dimensões do equipamento lpxxa	28 cm x 33 cm x 31 cm
Fusível de proteção	3 amp
Temperatura de armazenagem	0°C a 60°C
Umidade relativa a cerca de	20% a 80%
Armazenagem para transporte	Utilizar a original
Tipo de proteção contra choque elétrico	Classe II
Grau de proteção contra choque elétrico	Parte aplicada tipo bf
Grau de proteção contra penetração nociva de água	IPX0
Grau de segurança de aplicação na presença de uma mistura anestésica inflamável com ar, oxigênio, óxido nitroso	Não adequado
Modo de operação	Contínuo
Interface de operação	Tela touch screen 6,8 polegadas
Sucção	0 - 10
Profundidade das agulha ajustáveis	Facial 0.2 a 2.0 mm / Corpo 0.2 a 3.5 mm

Dados técnicos sujeitos à atualizações. Última edição - Maio/2023



FISMATEK