

Vacuodermo®

Gabinete



Ficha Técnica | 2021

Modelo	VACUODERMO GABINETE
Modo de Operação	Contínuo
Modo de Sucção	Contínuo e Pulsado
Tensão de alimentação	BIVOLT 127v~220v
Frequência da tensão de alimentação	60Hz
Fusível de proteção	1,5 Amp (rápido)
Potência	110VA
Temperatura de armazenagem	-10°C a 60°C
Umidade relativa cerca de	20% a 80%
Armazenagem para transporte	Utilizar a original
Tipo de proteção contra choque elétrico	Classe II
Grau de proteção contra choque elétrico	Parte aplicada tipo BF
Grau de proteção contra penetração nociva de água	IPXo
Grau de segurança de aplicação na presença de mistura anestésica inflamável com ar, oxigênio ou óxido nitroso	Não adequado
Pressão máxima	+/-10% -550mmHg
Peso do equipamento	2,700Kg
Dimensões do equipamento (LXPXA)	0,31 cm x 0,31cm x 0,14cm

Dados técnicos sujeitos à atualizações. Última edição - julho/2021