

FICHA TÉCNICA

Comprimento de onda:	755, 810, 940 e 1064 nm
Taxa de repetição no modo "Single Shot"	1-2-3-4-5-6-7-8 Hz
Modo "Sweep" da taxa de repetição	10 Hz
Tamanho do ponto:	10 x 10mm
Fluência máxima:	30 J/cm ² a 30 ms
Frequência de operação:	60 Hz
Largura do pulso:	5 a 150 ms
Pico de potência:	2000W
Resfriamento da ponteira:	-9°C
Dimensões do equipamento (LxPxA):	35 x 40 x 120 cm
Dimensões do case (LxPxA):	46 x 50 x 135 cm
Peso do equipamento:	26.600 Kg
Peso do equipamento com case:	48.400 Kg
Alimentação:	220V

